

## Riabilitazioni arcate complete

Per le riabilitazioni complete è importante partire dal primo provvisorio.

### Primo provvisorio

Cosa ci occorre:

- Doppia impronta arcata di lavoro
- Antagonista
- Cere di centrica
- Arco facciale
- Prescrizione completa, specifica del lavoro richiesto, se vitali o devitalizzati, eventuali aspettative e richieste del paziente e vostre, ed eventuali note sul provvisorio da eseguire
- Progetto protesico
- Fotografie (Vedere esempio foto)

Cosa vi diamo:

Un provvisorio a guscio d'uovo, con bordi ruvidi per permettere l'adesione della resina in ribasatura, autocentrante in occlusione, il provvisorio deve entrare completamente ed essere in posizione e in occlusione, prima di passare alla ribasatura, usare per la ribasatura una resina del colore dei provvisori.

### Secondo provvisorio

Per secondi provvisori, si possono richiedere dei provvisori da ribasare e non, lo decidete voi. Per noi la differenza e l'eventuale possibilità di esecuzione è nell'impronta, per un provvisorio da non ribasare ci occorre una impronta definitiva con il fine preparazione ben visibile.

Cosa ci occorre:

- Doppia impronta arcata di lavoro
- Antagonista (si può usare anche l'antagonista del primo provv, purchè ne venga verificata l'integrità prima di inviarcelo, e di far alzare il paziente dalla poltrona)
- Arco facciale
- Impronta del primo provvisorio in bocca
- Cere di centrica
- Prescrizione completa, specifica del lavoro richiesto, con elementi da protesizzare, e se vitali o devitalizzati, eventuali aspettative e richieste del paziente e vostre ed eventuali note sul primo provvisorio.
- Fotografie del provvisorio (Vedere esempio foto)

Cosa vi diamo:

Nel caso di un provvisorio da ribasare, avrete dei bordi ruvidi, e l'interno delle corone alleggerito, di solito la parte da ribasare si limita alla chiusura.

Nel caso di un provvisorio su impronta definitiva avrete un provvisorio solo da cementare.

Insieme al lavoro sarà nostra premura darvi eventuali correzioni o modifiche da eseguire sui monconi per il lavoro definitivo.

Prova struttura:

Cosa ci occorre:

- Doppia impronta definitiva arcata di lavoro
- Antagonista (si può usare anche l'antagonista del provv, purchè ne venga verificata l'integrità prima di inviarcelo, e di far alzare il paziente dalla poltrona)
- Arco facciale
- Impronta del provvisorio in bocca
- Cere di centrica
- Nel caso di riabilitazione di due arcate antagoniste, ci occorre anche una cera di centrica dei monconi inferiori con il provvisorio superiore
- Prescrizione completa, specifica del lavoro richiesto, se vitali o devitalizzati, eventuali aspettative e richieste del paziente e vostre, ed eventuali note sul provvisorio.
- Fotografie del provvisorio (Vedere esempio foto)

Cosa vi diamo:

Una struttura del materiale da voi richiesto, con dei ceck in resina oclusali, realizzati dal rapporto ottenuto con le vostre cere.

Durante la prova struttura, oltre le varie verifiche di adattamento e stabilità che abitualmente fate, dovrete controllare la perfetta corrispondenza o meno dei ceck che vi abbiamo dato, se non ci fosse tale corrispondenza occorre ripetere una nuova registrazione.

Prova biscotto:

Durante la prova biscotto, oltre occlusione ed estetica verificate sempre la congruenza degli spazi per la pulizia.

Finalizzazione del lavoro

Cosa ci occorre:

Foto della prova biscotto in bocca, vostre considerazioni e del paziente.

Per qualsiasi problema o dubbio vi consigliamo di telefonarci con il paziente ancora in poltrona.

N.B. Per prescrizione completa si intende:

- Paziente, nome o codice
- Data di consegna con giorno e ora appuntamento
- Riporto nel grafico dei denti interessati, con specifica se vitali o devitalizzati
- Descrizione del dispositivo richiesto
- Tipo di materiale da utilizzare
- Tipo di lega eventuale da utilizzare
- Descrizione di quello che ci viene inviato, negli appositi spazi predisposti
- Colore
- Se richieste caratterizzazioni
- Firma

